



# HORMONAS



Estudio	Muestra	Observaciones	Entrega
<b>Cortisol sérico</b>	Sangre sin anticoagulante tapón rojo 5ml min	Ayuno 12 hrs	2 Días hábiles
<b>Estradiol</b>	Sangre sin anticoagulante tapón rojo 3ml min	Ayuno 12 hrs	5 Días hábiles
<b>Estrógenos totales</b>	Sangre sin anticoagulante tapón rojo 5ml min	Ayuno 12 hrs	5 Días hábiles
<b>Paratiroidean</b> (Determinación de PTH intacta)	Sangre sin anticoagulante tapón rojo 2ml min	Ayuno 12 hrs	5 Días hábiles
<b>Perfil tiroideo 1</b> (T3 Total y T4 Libres y colesterol)	Sangre sin anticoagulante tapón rojo 2ml min	Ayuno 12 hrs	3 Días hábiles
<b>Perfil tiroideo 2</b> (TSH y T4 Libres caninas)*	Sangre sin anticoagulante tapón rojo 2ml min	Ayuno 12 hrs	5-7 Días hábiles
<b>Progesterona</b>	Sangre sin anticoagulante tapón rojo 3ml min	Ayuno 12 hrs	1 Día hábil
<b>Relaxina</b>	Sangre sin anticoagulante tapón rojo 5ml min	Más de 25 días de monta Ayuno 12 hrs	5 Días hábiles
<b>T3 Total</b>	Sangre sin anticoagulante tapón rojo 3ml min	Ayuno 12 hrs	3 Días hábiles
<b>T4 Libre</b>	Sangre sin anticoagulante tapón rojo 3ml min	Ayuno 12 hrs	1 Día hábil
<b>T4 Total</b>	Sangre sin anticoagulante tapón rojo 3ml min	Ayuno 12 hrs	3 Días hábiles
<b>Testosterona</b>	Sangre sin anticoagulante tapón rojo 3ml min	Ayuno 12 hrs	5 Días hábiles
<b>TSH canina*</b>	Sangre sin anticoagulante tapón rojo 2ml min	Ayuno 12 hrs	3 Días hábiles

\*Marcar al laboratorio para disponibilidad